


Anticorps Monoclonal Anti-Histone H1.2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P16403

Numéro d'article: CM0002359



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Histone H1.2 humaine (P16403). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Large réactivité croisée prédite. Convient pour la biologie de la chromatine et la recherche en épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Histone H1.2 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	H1C; H1.2; H1F2; H1s-1; HIST1H1C; Histone H1.2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3006
GeneID	3006
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de l'Histone H1.2 humaine (P16403))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	P16403
Poids moléculaire de la protéine	21kDa
Expédition	Sac de glace