

Anticorps Polyclonal Anti-Histone H1T Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P22492

Numéro d'article: CM0019971

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Histone H1t humaine, une histone de liaison spécifique du testicule. Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la biologie de la chromatine et la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Histone H1t Rabbit pAb
Remarques / Alias	H1t; H1.6; H1FT; HIST1H1T; dj221C16.2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H1
GeneID	3010
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150 et 207 de l'Histone H1t humaine (NP_005314.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22492
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac isothermique