


## Anticorps Monoclonal Anti-Histone H2A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04908/P0C0S8

Numéro d'article: CM0008546



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'Histone H2A humaine (P04908/P0C0S8). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat et une large gamme d'espèces prédite. Idéal pour la recherche sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Anticorps monoclonal de lapin anti-Histone H2A                                                                                                  |
| Remarques/Alias    | H2A.1 ; H2A.2 ; H2A/a ; H2AC4 ; H2AFA ; HIST1H2AE ; Histone H2A                                                                                 |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                          |
| GeneID (humain)    | 3012                                                                                                                                            |
| GeneID             | 3012/8329                                                                                                                                       |
| Immunogène         | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de l'Histone H2A humaine (P04908). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                           |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                                           |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat, Autres (Large gamme prédite)                                                                                               |
| SWISS              | P04908/P0C0S8                                                                                                                                   |
| Poids protéique    | 14 kDa                                                                                                                                          |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                    |