


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H2Afv Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q71Ui9

Numéro d'article: CM0019487



Introduction

CamelBio propose l'anticorps polyclonal de lapin anti-Histone H2AFV (H2A.Z-2) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en biologie de la chromatine et épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Histone H2AFV Rabbit pAb
Remarques / Alias	H2AV; H2AFV; H2A.Z-2; Histone H2AFV
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	94239
GeneID	94239
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-128 de l'Histone H2AFV humaine (NP_036544.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q71UI9
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace