


Anticorps Monoclonal Anti-Histone H2Ax Pour Ihc-P, Chip, Elisa - P16104

Numéro d'article: CM0002729



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité ciblant l'Histone H2AX. Adapté pour l'IHC-P, le ChIP et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat et plus. Idéal pour la recherche sur les dommages à l'ADN et la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Histone H2AX
Remarques/Alias	H2A.X ; H2A/X ; H2AFX ; Histone H2AX
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H2A
GeneID	3014
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de l'Histone H2AX humaine (P16104).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large gamme prédite)
SWISS	P16104
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Glacière