


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H2Ax Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16104

Numéro d'article: CM0018439



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre Histone H2AX (Humain, Souris, Rat) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Convient pour la recherche sur la réponse aux dommages à l'ADN et la biologie de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Histone H2AX Lapin pAb
Remarques/Alias	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Histone H2AX
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	H2A
ID de Gène	3014
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	P16104
Poids Protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace