


## Anticorps Monoclonal Anti-Histone H2A.z Pour Wb, Ip, Elisa, Chip - P0C0S5

Numéro d'article: CM0004786



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'histone H2A.Z humaine, validé par knockout, pour WB, IP, ELISA et ChIP. Réactivité croisée avec l'homme, la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour la recherche sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | [Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-histone H2A.Z                                                                                        |
| Remarques/Alias      | H2AZ ; H2A.z ; H2A/z ; H2AFZ ; H2A.Z-1 ; .Z                                                                                                         |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                              |
| GeneID (Humain)      | 3015                                                                                                                                                |
| GeneID               | 3015                                                                                                                                                |
| Immunogène           | Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de l'histone H2A.Z humaine (P0C0S5). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                               |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                               |
| Application          | WB, IP, ELISA, ChIP                                                                                                                                 |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat, Autre (large spectre prédit)                                                                                                   |
| SWISS                | P0C0S5                                                                                                                                              |
| Poids de la protéine | 14 kDa                                                                                                                                              |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                        |