


Anticorps Polyclonal Anti-Histone H2B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P62807 / Q16778

Numéro d'article: CM0023630



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Histone H2B humaine (P62807/Q16778) pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris, le rat, et prédite pour une large gamme d'espèces. Adapté à la recherche sur la chromatine et les nucléosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Histone H2B pAb de lapin
Remarques / Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Histone H2B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H2B
GeneID	3017/8349
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de l'Histone H2B humaine (NP_003519.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large gamme prédite)
SWISS	P62807/Q16778
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace