


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Histone H2B Pour Wb - P62807 / Q16778

Numéro d'article: CM0005361



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Histone H2B humaine, validé pour WB, IHC-P, ChIP et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les applications de recherche sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Histone H2B Rabbit mAb
Remarques / Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Formyl-Histone H2B-K108
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3017/8349
GeneID	3017/8349
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 126 de l'Histone H2B humaine (NP_003519.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62807/Q16778
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace