


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H2B Pour Wb, Elisa - P62807 / Q16778

Numéro d'article: CM0020713



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Histone H2B validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces avec une large réactivité croisée prédite. Idéal pour la recherche sur la chromatine, les nucléosomes et les modifications post-traductionnelles (PTM).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Histone H2B
Remarques/Alias	H2B, H2BE, H2BQ, GL105, H2B.1, H2BFQ, H2BGL105, H2B-GL105, HIST2H2BE, Histone H2B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H2B
GeneID	3017, 8349
Immunogène	Peptide synthétique (aa 1-100 de l'Histone H2B humaine, NP_003519.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	P62807 / Q16778
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace