


Anticorps Monoclonal Anti-Histone H2B (Spécifique Du Testicule) Pour Wb, Ip, Ihc - Q96A08

Numéro d'article: CM0006770



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'histone H2B humaine de type 1-A spécifique du testicule (H2BC1/TSH2B), validé pour WB, IP, IF, IHC et ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines, de rat et avec une large gamme d'espèces prédites. Idéal pour les études de la chromatine et de la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-histone H2B (spécifique du testicule)
Remarques/Alias	STBP ; TH2B ; H2BFU ; TSH2B ; hTSH2B ; TSH2B.1 ; HIST1H2BA ; bA317E16.3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	255626
GeneID	255626
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de l'histone H2B humaine (spécifique du testicule) (NP_733759.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat, autres (large gamme prédite)
SWISS	Q96A08
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Pack réfrigérant