


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H2B (Spécifique Du Testicule) Pour Wb, Elisa - Q96A08

Numéro d'article: CM0020844



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'histone H2B spécifique du testicule humain (HIST1H2BA/TSH2B, Q96A08). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la chromatine et la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Histone H2B (spécifique du testicule) Lapin pAb
Remarques/Alias	STBP; TH2B; H2BFU; TSH2B; hTSH2B; TSH2B.1; HIST1H2BA; bA317E16.3; Histone H2B (spécifique du testicule)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	255626
ID de gène	255626
Immunogène	Protéine recombinante de l'histone H2B humaine (spécifique du testicule)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96A08
Poids moléculaire	14kDa
Expédition	Sac de glace