


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H3 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa, Chip - Q16695 / P68431

Numéro d'article: CM0023484



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'Histone H3 (H3.1t/H3.4), validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA, ChIP. Réactivité croisée avec l'homme, la souris, le rat et d'autres espèces. Convient à la recherche sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Histone H3 pAb de lapin
Remarques / Alias	H3t ; H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3C16 ; HIST3H3 ; Histone H3
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	H3
ID du gène	8290/8350
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 136 de l'HIST3H3 humain (NP_003484.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace