


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H3 Pour Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16695 / P68431

Numéro d'article: CM0024391



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Histone H3.1t humaine (H3.4, H3/g). Adapté pour le WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec la souris, le rat et d'autres espèces. Pour la recherche sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Histone H3
Remarques/Alias	H3t ; H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3C16 ; HIST3H3 ; Histone H3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 36-136 de HIST3H3 humain (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace