

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Histone H3.3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa, Chip, Chip-Seq - P84243

Numéro d'article: CM0004860

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-histone H3.3 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA, ChIP et ChIP-seq. Adapté à l'homme, la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour la recherche sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Histone H3.3
Remarques / Alias	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Histone H3.3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H3
GeneID	3020
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 57-136 de l'Histone H3.3 humaine (P84243)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (large gamme prévue)
SWISS	P84243
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace