


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H3.3 Pour Wb, Elisa - Q16695 / P68431

Numéro d'article: CM0018497



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Histone H3.3 (H3F3A/B), validé pour WB et ELISA, avec une large réactivité croisée prédite chez l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour la recherche sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Histone H3.3 Lapin pAb
Remarques/Alias	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Histone H3.3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H3
ID de Gène	8290/8350
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-136 de H3F3A humain (NP_002098.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids Protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace