


Anticorps Polyclonal Anti-Histone H4 Pour Wb, Elisa - P62805

Numéro d'article: CM0016504



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'histone H4 (P62805). Validé pour la WB et l'ELISA avec une large réactivité croisée (humain, souris, rat). Outil essentiel pour la biologie de la chromatine et les études épigénétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-histone H4
Remarques/Alias	H4C2 ; H4C3 ; H4C4 ; H4C5 ; H4C6 ; H4C8 ; H4C9 ; H4FA ; H4-16 ; H4C11 ; H4C12 ; H4C13 ; H4C14 ; H4C15 ; H4C16 ; HIST1H4A ; Histone H4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	H4
GeneID	8359
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 à 100 de l'histone H4 humaine (NP_003529.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat, autres (large spectre prédit)
SWISS	P62805
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace