


Anticorps Polyclonal Anti-Histone H4 Pour Wb - P62805

Numéro d'article: CM0018964



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Histone H4 précis pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte l'humain, la souris, le rat et une large gamme d'espèces. Essentiel pour la recherche sur les nucléosomes et la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Histone H4
Remarques/Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Histone H4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H4
GeneID	8359
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de l'Histone H4 humaine (NP_003529.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large Gamme Prédite)
SWISS	P62805
Poids Moléculaire Protéique	11kDa
Expédition	Sac de glace