


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Histone H4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P62805

Numéro d'article: CM0002868



Introduction

CamelBio propose un anticorps monoclonal de lapin anti-histone H4 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte l'histone H4 humaine, de souris, de rat (P62805) avec une large réactivité croisée. Idéal pour la recherche sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-histone H4
Remarques/Alias	H4/p; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; HIST4H4; Histone H4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	121504
GeneID	8359
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 24-103 de l'histone H4 humaine (P62805).)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large gamme prédite)
SWISS	P62805
Poids protéique	11 kDa
Expédition	Sac de glace