


Polymab® De Lapin Anti-Histone H4 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P62805

Numéro d'article: CM0003549



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin (PolymAb®) dirigé contre l'Histone H4 humaine. Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte la protéine centrale du nucléosome de 11 kDa pour la recherche sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® de lapin anti-Histone H4
Remarques / Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	8359
ID du gène	8359
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de l'Histone H4 humaine (NP_003529.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62805
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac isotherme