


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hjurp Pour Wb Et Elisa - Q8Ncd3

Numéro d'article: CM0022804



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HJURP pour échantillons humains, validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Essentiel pour la recherche en biologie des centromères et de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HJURP Rabbit pAb
Remarques / Alias	FAKTS; URLC9; hFLEG1; HJURP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55355
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 de HJURP humain (NP_060880.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8NCD3
Poids de la protéine	84kDa
Expédition	Sac de glace