

Anticorps Monoclonal Anti-Hk1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P19367

Numéro d'article: CM0006712



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'HK1 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Convient aux échantillons humains, de souris et de rat. L'HK1 catalyse la première étape de la glycolyse et joue un rôle dans l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	HK1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; hexokinase
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3098
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-219 de l'HK1 humaine (NP_000179.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19367
Poids de la protéine	102kDa
Expédition	Sac de glace