


Anticorps Polyclonal Anti-Hk3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P52790

Numéro d'article: CM0026389



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Hexokinase-3 humaine (HK3), adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte HK3 dans des échantillons humains, de souris et de rat, avec une bande prédite à 99 kDa. Idéal pour les études sur la glycolyse et le métabolisme cancéreux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HK3 Lapin pAb
Remarques/Alias	HXK3, HKIII, HK3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3101
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de l'HK3 humaine (NP_002106.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52790
Poids Protéique	99kDa
Expédition	Sac de glace