

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hkdc1 Pour Wb Et Elisa - Q2Tb90

Numéro d'article: CM0021288

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-HKDC1 validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la protéine HKDC1 humaine, une hexokinase impliquée dans l'homéostasie du glucose et l'accumulation lipidique hépatique. Idéal pour les études sur le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HKDC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	RP92; HKDC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	80201
GeneID	80201
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q2TB90
Poids Protéique	103kDa
Expédition	Sac de glace