

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hla-B Pour Wb - P01889

Numéro d'article: CM0028365



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'antigène HLA-B humain, validé pour le Western blot. Cible une molécule majeure du complexe d'histocompatibilité de classe I impliquée dans la présentation de l'antigène aux lymphocytes T CD8+ et dans la surveillance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MITD Rabbit pAb
Remarques/Alias	HLA-B
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3106
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 263-362 de l'HLA-B humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01889
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace