

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hla B7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P01889

Numéro d'article: CM0006269



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité contre l'HLA B7 humain, validé pour les applications de Western blot, d'immunofluorescence et d'ELISA. Idéal pour les études de réponse immunitaire et du CMH I. SWISS : P01889.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-HLA B7
Remarques/Alias	AS ; HLAB ; B-4901 ; HLA B7
Espèce	Humain
GeneID	3106
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de l'HLA B7 humain (NP_005505.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01889
Poids protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace