


Anticorps Polyclonal Anti-Hla Classe 1 Abc Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04439 / P01889 / P10321

Numéro d'article: CM0027809



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant les HLA-A, HLA-B et HLA-C humains. Convient pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Idéal pour la recherche en immunologie et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HLA Classe 1 ABC Lapin pAb
Remarques/Alias	AS; HLAB; B-4901
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3106
GeneID	3105/3106/3107
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'HLA-A+HLA-B+HLA-C humain (NP_001229687.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04439/P01889/P10321
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace