

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Hla-Dmb Pour Wb, Elisa - P28068

Numéro d'article: CM0003917



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre HLA-DMB humain (chaîne bêta de l'antigène de classe II du CMH DM). Validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain. Poids moléculaire 29 kDa. Idéal pour la recherche en immunologie et en présentation des antigènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HLA-DMB mAc Lapin
Remarques/Alias	RING7; D6S221E; HLA-DMB
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3109
ID de Gène	3109
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'HLA-DMB humain (P28068).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P28068
Poids de la Protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace