

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hla-Dpb1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04440

Numéro d'article: CM0011604



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre HLA-DPB1 humain. Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. Détecte une bande de 29 kDa. Idéal pour la recherche sur la présentation d'antigènes du CMH de classe II.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HLA-DPB1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3115
GenelD	3115
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de HLA-DPB1 humain (NP_002112.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04440
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace