

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hla-Dpb1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04440

Numéro d'article: CM0021471



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre HLA-DPB1 (chaîne bêta du CMH de classe II) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. PM prédit 29 kDa. Idéal pour la recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin HLA-DPB1
Remarques/Alias	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B; HLA-DPB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3115
GeneID	3115
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 40 et 100 de HLA-DPB1 humain (NP_002112.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04440
Poids protéique	29kDa
Expédition	Sac de glace