

Anticorps Monoclonal Anti-Hla-Dqa1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01909

Numéro d'article: CM0002322

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre l'HLA-DQA1 humain (chaîne alpha de la classe II du CMH). Validé pour WB, IHC-P, ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en immunologie et présentation antigénique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HLA-DQA1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	DQA1 ; DQ-A1 ; CELIAC1 ; HLA-DQA ; HLA-DQB1 ; HLA-DQA1* ; HLA-DQA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3117
GeneID	3117
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 155-254 de l'HLA-DQA1 humain (P01909)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01909
Poids protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace