

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hla-Dqa1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01909

Numéro d'article: CM0023875



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HLA-DQA1 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Cible la chaîne alpha de classe II du CMH impliquée dans le traitement et la présentation des antigènes. Idéal pour la recherche en immunologie et en maladies auto-immunes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HLA-DQA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DQA1; DQ-A1; CELIAC1; HLA-DQA; HLA-DQB1; HLA-DQA1*; HLA-DQA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3117
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-216 de l'HLA-DQA1 humain (NP_002113.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P01909
Poids Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace