

Anticorps Polyclonal Anti-Hla-Dqb1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01920

Numéro d'article: CM0021248



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HLA-DQB1 pour Western blot (WB), immunohistochimie (IHC-P) et ELISA. Cible la chaîne bêta 1 du HLA de classe II humain (MHC II) ; idéal pour la recherche en immunologie et en diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HLA-DQB1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IDDM1 ; CELIAC1 ; HLA-DQB ; HLA-DQB1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3119
GeneID	3119
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-127 du HLA-DQB1 humain (NP_002114.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01920
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac isotherme