

Anticorps Monoclonal Anti-Hla-Dr Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01903

Numéro d'article: CM0006108



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la chaîne alpha de HLA-DR (P01903). Validé pour la WB, l'IF, l'IHC-P et l'ELISA sur des échantillons humains ; idéal pour l'étude de la présentation des antigènes, des réponses des lymphocytes T et de la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HLA-DR Rabbit PolymAb®
Remarques/alias	HLA-DRA1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	3122
GenelD	3122
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 100 et 200 de HLA-DRA humain (P01903)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P01903
Poids moléculaire	29 kDa
Expédition	Sac réfrigérant