

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hla-Dr Pour Wb, If/Icc, Elisa - P01903

Numéro d'article: CM0008417



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre HLA-DRA humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Cible la chaîne alpha de l'antigène DR du CMH de classe II, 29 kDa, adapté à la recherche en immunologie et en immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-HLA-DR
Remarques/Alias	HLA-DRA1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3122
ID du gène	3122
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 126 de HLA-DRA humain (NP_061984.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P01903
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace