

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hla-Dra Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01903

Numéro d'article: CM0002475



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin haute spécificité ciblant l'HLA-DRA humain. Validé pour WB, IHC-P et ELISA, sans réaction croisée avec d'autres espèces. Détecte une bande de 29 kDa. Idéal pour les études d'immunologie et de réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HLA-DRA Rabbit mAb
Remarques / Alias	HLA-DRA1; HLA-DRA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3122
GeneID	3122
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de l'HLA-DRA humain (P01903).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01903
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace