

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hla-Dra Pour Wb Et Elisa - P01903

Numéro d'article: CM0018613



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HLA-DRA (P01903) pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour l'étude de la présentation des antigènes par le CMH de classe II et de la biologie des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HLA-DRA Rabbit pAb
Remarques/Alias	HLA-DRA1; HLA-DRA
Espèce	Humaine
GeneID	3122
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-216 de HLA-DRA humaine (NP_061984.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P01903
Poids moléculaire	29 kDa
Expédition	Sac de glace