

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hla-Dra Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01903

Numéro d'article: CM0016137



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HLA-DRA, validé pour le Western blot (WB), l'immunohistochimie (IHC-P) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Convient pour la recherche en immunologie et sur la présentation des antigènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HLA-DRA Rabbit pAb
Remarques/Alias	HLA-DRA1 ; HLA-DRA
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3122
GeneID	3122
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-216 de HLA-DRA humain (NP_061984.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P01903
Poids protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace