

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hla-Drb1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01911

Numéro d'article: CM0003611



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le HLA-DRB1 humain. Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Idéal pour l'étude de la présentation des antigènes du CMH de classe II, des réponses immunitaires et de la biologie de la transplantation. - P01911.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-HLA-DRB1
Remarques/Alias	SS1, DRB1, HLA-DRB, HLA-DR1B, HLA-DRB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3123
GeneID	3123
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-200 du HLA-DRB1 humain (P01911).)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01911
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace