

Anticorps Polyclonal Anti-Hla-Drb3 Pour Wb Et Elisa - P79483

Numéro d'article: CM0013139



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'humain HLA-DRB3 (chaîne bêta 3 du CMH de classe II DR). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'Humain, la Souris, le Rat. Idéal pour étudier l'immunité adaptative et la présentation de l'antigène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HLA-DRB3 Lapin pAb
Remarques/Alias	DRB3 ; HLA-DPB1 ; HLA-DR1B ; HLA-DR3B ; HLA-DRB3* ; HLA-DRB3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3125
Identifiant du gène	3125
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-227 du HLA-DRB3 humain (NP_072049.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P79483
Poids moléculaire protéique	30 kDa
Expédition	Sac de glace