

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Hla-Drb4 Pour Wb Et Elisa - P13762

Numéro d'article: CM0002462

Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre HLA-DRB4 humain (chaîne bêta 4 du CMH de classe II). Validé pour WB et ELISA. Présente les antigènes traités aux lymphocytes T CD4+, essentiel pour les études sur l'immunité adaptative et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HLA-DRB4 Rabbit mAb
Remarques / Alias	DR4; DRB4; HLA-DRB; HLA-DR4B; HLA-DRB4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3126
GeneID	3126
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de HLA-DRB4 humain (P13762).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13762
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace