

Anticorps Polyclonal Anti-Hla-E Pour Wb Et Elisa - P13747

Numéro d'article: CM0026397



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le HLA-E humain (antigène E de classe I du CMH) pour le Western blot et l'ELISA. Validé sur des échantillons humains, cet anticorps aide aux études sur la surveillance immunitaire et les cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HLA-E Lapin pAb
Remarques/Alias	QA1; HLA-6.2; HLA-E
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3133
GeneID	3133
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du HLA-E humain (NP_005507.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13747
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace