

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hla-G Pour Wb, If/Icc, Elisa - P17693

Numéro d'article: CM0007203



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre HLA-G humain (MHC-G). Convient au western blot, à l'IF/ICC et à l'ELISA. Idéal pour l'étude de la régulation immunitaire à l'interface materno-fœtale. Réagit de manière croisée avec les échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HLA-G Rabbit mAb
Remarques/Alias	MHC-G ; HLA-G
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3135
GeneID	3135
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de HLA-G humain (NP_002118.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P17693
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Pack de glace