


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hltf Pour Wb, Elisa - Q14527

Numéro d'article: CM0026200



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HLTf humain (ATPase dépendante de l'ADN/ligase E3 d'ubiquitine protéique), validé pour WB et ELISA. Cible un remodelateur clé de la chromatine impliqué dans la tolérance aux dommages de l'ADN, la régulation de la transcription et le maintien de la méthylation de l'ADN. Idéal pour la recherche sur la réparation de l'ADN et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HLTf Lapin pAb
Remarques/Alias	ZBU1; HLTf1; RNF80; HIP116; SNF2L3; HIP116A; SMARCA3; HLTf
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6596
GenelD	6596
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 726-1009 de HLTf humain (NP_620636.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14527
Poids moléculaire	114kDa
Expédition	Sac de glace