

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hlx Pour Wb, Elisa - Q14774

Numéro d'article: CM0030233

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HLX validé pour WB et ELISA. Cible la protéine homéobox de type H2.0 humaine impliquée dans la différenciation des cellules Th1. Adapté à la recherche sur l'embryogenèse et l'hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HLX Rabbit pAb
Remarques / Alias	HB24; HLX1; HLX
Espèce	Humain
GeneID	3142
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q14774
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace