

Anticorps Polyclonal Anti-Hmbs Pour Wb, Elisa - P08397

Numéro d'article: CM0024539



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le HMBS humain (porphobilinogène désaminase), adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Essentiel pour la recherche sur la biosynthèse de l'hème et le métabolisme des porphyrines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HMBS Lapin pAb
Remarques/Alias	UPS; PBGD; PORC; PBG-D; HMBS
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3145
GeneID	3145
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-361 du HMBS humain (NP_000181.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P08397
Poids Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace