

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hmg20B Pour Wb, Elisa - Q9P0W2

Numéro d'article: CM0020339

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HMG20B (BRAF35, SOXL), adapté aux applications Western blot et ELISA avec réactivité croisée sur échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur la chromatine, le cycle cellulaire et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HMG20B Rabbit pAb
Remarques / Alias	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; HMG20B
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10362
ID du gène	10362
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-317 de la protéine HMG20B humaine (NP_006330.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	Q9P0W2
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sachet de glace