

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hmg20B [Validé Par Ko] Pour Wb Et Elisa - Q9P0W2

Numéro d'article: CM0021752

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HMG20B (BRAF35, SMARCE1r). Validé pour WB et ELISA ; réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour les recherches sur le cycle cellulaire et la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HMG20B pAb de lapin [validé par KO]
Remarques/Alias	SOXL ; HMGX2 ; BRAF25 ; BRAF35 ; HMGXB2 ; PP7706 ; pp8857 ; SMARCE1r ; 0B
Espèce	Humaine
GenelD	10362
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q9P0W2
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace