


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hmga1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P17096

Numéro d'article: CM0023704



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HMGA1 humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Cible la protéine de groupe de haute mobilité HMG-I/HMG-Y impliquée dans la régulation de la transcription et la structure de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HMGA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HMG-R; HMGY; HMGA1A; HMGA1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3159
ID de gène	3159
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de HMGA1 humain (NP_665908.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P17096
Poids moléculaire	12 kDa
Expédition	Sac de glace