

Ac Monoclonal De Lapin Anti-Hmga2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52926

Numéro d'article: CM0007609

Introduction

Ac monoclonal de lapin reconnaissant HMGA2 (high mobility group AT-hook protein 2, protéine 2 à crochet AT du groupe à haute mobilité). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'homme et la souris. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle et du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-HMGA2
Remarques / Alias	BABL; LIPO; SRS5; HMGIC; HMGI-C; STQTL9; HMGA2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8091
GeneID	8091
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de HMGA2 humain (NP_003474.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P52926
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace